

medisana®

BG Инструкция за употреба - Загриващо наметало за врата и раменете HP 622

Уред и контролни елементи



- 1 Светодиоден работен индикатор
- 2 Плъзгач се превключвател

Обяснение на знаците

Не използвайте загриващата възглавница сгъната или събрана!

Не забивайте игли в загриващата възглавница!

Уредът не е подходящ за деца под 3 години!

Използвайте загриващата възглавница само в затворени помещения!

40°C нежно пране!

Не избелвайте!

Загриващата възглавница не трябва да се суши в сушилня!

Загриващата възглавница не трябва да се гладя!

Не почиствайте химически!

ВАЖНО!

Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тези предупредителни указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ

Тези указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални повреди на уреда.

УКАЗАНИЕ

Тези указания ви дават полезни допълнителни информации за монтажа или за работата.

Клас на защита II

Партиден номер

Производител

Символи за рециклиране / Кодове: Те служат за предоставяне на информация относно материала и правилната му употреба и рециклиране.

BG Указания за безопасност

Прочетете внимателно инструкцията за употреба, и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



относно електрическото захранване

- Преди да свържете уреда към електрическото захранване обърнете внимание на това, дали той е изключен, и дали посоченото върху етикета електрическо напрежение съответства с Вашето мрежово напрежение.
- Превключвателят не трябва да се поставя върху или под уреда, или да се покрива, по време на работата на уреда.
- Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
- Никога не носете, дърпайте или завъртайте възглавницата чрез захранващия кабел и не прещипвайте кабела.
- Не посягайте към възглавница, която е паднала във вода. Веднага изключете захранващия щепсел.
- Превключвателят и захранващите кабели не трябва да се излагат на влага.
- Загриващата възглавница може да се използва само със съответния превключващ механизъм (HP 622).

за специални лица

- Не използвайте загриващата възглавница при деца, хора с увреждания или спящи лица, както и при нечувствителни към топлина хора, които не могат да реагират на прегряване.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната работа на уреда и възникващите в резултат на това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Деца на възраст под 3 години не трябва да използват уреда, защото те не са способни да реагират на прегряване.
- Загриващата възглавница не трябва да се използва от малки деца на възраст от над 3 години, освен ако превключващият механизъм не е настроен предварително от родител или надзорно лице, или пък детето не е инструктирано до достатъчна степен, как да работи по безопасен начин с превключващия механизъм.
- Ако имате здравословни проблеми се консултирайте с Вашия лекар преди използването на възглавницата.
- Не поставяйте загриващата възглавница върху части от тялото, които са подути, възпалени или наранени.
- Ако в продължение на по-дълго време изпитвате болки в мускулите или ставите, тогава моля информирайте Вашия лекар за това. По-дълго продължаващи болки могат да са симптоми за сериозно заболяване.
- Произлизащите от този електрически продукт електромагнитни полета при определени обстоятелства могат да смущават функцията на Вашия пейсмейкър. Попитайте Вашия лекар и производителя на Вашия пейсмейкър преди използването на този продукт.
- Ако чувствате употребата като неприятна или болезнена, незабавно прекратете използването на уреда.

за работата на уреда

- Използвайте загриващата възглавница само по предназначение съгласно ръководството за употреба.
- При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Преди всяка употреба проверявайте загриващата възглавница внимателно за това, дали има признаци за износване или повреди.
- Не я пускайте в експлоатация, ако установите износвания, повреди или признаци на неправилна употреба върху загриващата възглавница, превключвателя или кабела, или ако уредът не работи.

- Загриващата възглавница не трябва да се използва в сгънато или пречупено състояние.
- Върху и във възглавница не трябва да се поставят или забождат безопасни игли или други остри предмети.
- Никога не оставяйте възглавницата без надзор.
- Уредът е предназначен само за частна употреба и не трябва да се използва в болници.
- Не заспивайте, докато възглавницата е включена. Прекалено дълга употреба на възглавницата при висока настройка може да доведе до кожни изгаряния.
- Не покривайте загриващата възглавница с друга възглавница.
- Не сядайте върху загриващата възглавница, а поставете възглавницата върху областта на тялото, която трябва да се загрее.
- Не използвайте възглавницата мокра и я използвайте само в суха среда (не в баня и др.).

за поддръжката и почистването

- Самите Вие трябва да извършвате само почистващи работи по уреда. За да предотвратите опасности, никога не го ремонтирайте самостоятелно. Обърнете се към сервис.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от оторизиран от medisana специализиран търговец или от съответно квалифицирано лице, за да бъдат избегнати опасности.
- Повреден захранващ кабел може да се смени само със захранващ кабел със същата конструкция.
- В случай на повреда не ремонтирайте загриващата възглавница сами. Ремонт трябва да се извършва само от оторизиран специализиран търговец или съответно квалифицирано лице.
- Когато приборите загриващата възглавница за съхранение, първо я оставете да се охлади, преди да я приборете.
- По време на съхранение не поставяйте предмети върху загриващата възглавница, за да предотвратите големи гънки.

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете, дали уредът е пълен и дали няма никакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия търговец или към Вашия сервис.

Към окомплектовката на доставката спадат:

- 1 Загриващо наметало за врата и раменете **medisana HP 622** със свалящ се превключващ механизъм
- 1 Инструкция за употреба



Опаковките подлежат на рециклиране или могат да бъдат включени в кръговрата на суровините. Моля, изхвърляйте вече ненужния материал от опаковката по правилен начин. Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля незабавно се свържете с Вашия търговец.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте фолиото от опаковката да не попада в ръцете на деца. Съществува опасност от задушаване!

Употреба

Уверете се, че свързващият кабел на превключващия механизъм е свързан с щепсела на загриващата възглавница. Включете захранващия щепсел в контакта и преместете плъзгачия се превключвател **2** от позиция **0** на позиция **1**. Светодиодният работен индикатор **1** свети. При увеличаване или намаляване на температурата в отделните степени контролната светлина мига съответно 2 пъти кратко и след това продължава да свети непрекъснато. След няколко минути ще усетите добре загряването на възглавницата. Ако искате по-висока температура, преместете превключвателя на следващата позиция **2**, **3**, **4**, **5** или на максималната степен на загряване в позиция **6**.

Ако електрическата възглавница е нагрята прекалено силно за Вас, преместете превключвателя обратно на позиция **5**, **4**, **3**, **2** или **1**. След малко време електрическата възглавница се охлажда осезаемо. Уредът е разработен така, че степени **2 - 6** са предназначени за загряване, а само степен **1** е предназначена за непрекъсната работа.

За да изключите уреда, преместете превключвателя обратно на позиция **0**. Изгасването на светодиодния работен индикатор сигнализира, че уредът е изключен. Изключете захранващия щепсел от контакта.

Преместете превключвателя на позиция **1**, когато искате да използвате уреда в непрекъснат режим. След ок. 90 минути непрекъсната работа възглавницата се изключва автоматично. За да я включите отново, преместете плъзгачия се превключвател в позиция **0** и след това отново на желаната степен на загряване. Изключете захранващия щепсел от контакта, ако повече не искате да използвате електрическата възглавница.

Грешки и отстраняване

Ако след включване уредът не показва НИКАКВА реакция (т.е. светодиодният работен индикатор **1** не светва), тогава проверете, дали захранващият щепсел е свързан правилно с контакта. Ако това е така, тогава възглавницата е повредена. Моля, не използвайте загриващата възглавница и се свържете със сервис.

Почистване и грижа

- Преди да почиствате възглавницата, изключете захранващия щепсел и я оставете да се охлади мин. 10 минути.
- Загриващата възглавница е оборудвана със свалящ се превключващ механизъм (HP 622). Изключете превключващия механизъм от загриващата възглавница като издърпате свързващия кабел от щепсела на загриващата възглавница.
- Електрическата възглавница може да се почиства на сухо с мека четка.
- **Уредът трябва да се пере при 40° на щадяща тъканите програма в перална машина или внимателно на ръка. Най-добре поставете електрическата възглавница във вана за къпане с хладка вода и малко мек перилен препарат и го натискайте внимателно.**
- Изплакнете електрическата възглавница няколко пъти, за да отстраните всички остатъци от перилния препарат.
- Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или твърди четки.
- След прането оставете електрическата възглавница разгъната да съхне върху плоска подложка.
- Използвайте електрическата възглавница отново, едва след като тя е изсъхнала напълно.
- Свържете кабела на превключващия механизъм с електрическата възглавница.
- Развийте кабела, ако той е усукан.
- Съхранявайте възглавницата в разгънато състояние без допълнителни подложки на чисто и сухо място.
- Трябва да се избягва силното прегъване на уреда вследствие на поставянето на предмети върху него по време на съхранението му.

Технически данни

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Име и модел: | Загриващо наметало за врата и раменете medisana HP 622 |
| Електрозахранване: | 220-240V~, 50/60 Hz |
| Нагриваща мощност: | 100 вата |
| Автом. изключване: | след ок. 90 минути |
| Размери ок.: | 56 x 52 cm |
| Тегло: ок.: | 0,5 kg |
| Работни условия: | Използвайте само в сухи помещения съгласно инструкцията за употреба |
| Условия на съхранение: | Разгъната, чиста и суха |
| Артикул №: | 61156 |
| EAN №: | 40 15588 61156 8 |

Изхвърляне

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с домашната смет. Всеки потребител е задължен да предаде всички електрически или електронни уреди, без значение дали те съдържат вредни материали или не, в пункт за събиране в своя град или в търговската мрежа, за да могат те да бъдат изхвърлени по екологично безвреден начин. Извадете батерията, преди да изхвърлите уреда. Не изхвърляйте употребяваните батерии в домашната смет, а ги изхвърлете в специалната смет или в станция за събиране на батерии в специализираните магазини. Във връзка с изхвърлянето се обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.

Условия за гаранция и ремонт

Вашите законови гаранционни права не се ограничават от нашата гаранция, представена по-долу. В случай на повреда, покрита от гаранцията, моля да се обърнете към Вашия специализиран магазин или директно към сервиса. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон. При това важат следните гаранционни условия:

1. За продуктите **medisana** се предоставя гаранция от 3 години от датата на продажбата. При настъпване на гаранционен случай датата на продажбата се доказва с касов бон или фактура.
2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.
3. Предоставянето на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.
4. От гаранцията са изключени:
 - а) всички повреди, които са възникнали вследствие на неправилна експлоатация, напр. на неспазване на инструкцията за употреба.
 - б) повреди, които са дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.
 - в) повреди, които са възникнали при транспортирането от производителя до потребителя или при изпращането до сервиса.
 - г) резервни части, които подлежат на нормално износване.
5. Изключва се поемане на отговорност за причинени от уреда преки или косвени щети, дори и когато настъпилата повреда на уреда се покрива от гаранцията.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ГЕРМАНИЯ

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструкционни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес <https://docs.medisana.com/61156>.

Информация за услугите можете да намерите тук: www.medisana.com/servicepartners

