

medisana®

BG Инструкция за употреба
Електрическа възглавница за рамената и гърба HP 630

Уред и контролни елементи



- 1 Бутон Вкл./Изкл.
- 2 Бутон за степени на температурата
- 3 Индикатор и контролна светлина
- 4 Бутон за продължителност на работа

Обяснение на знаците

Не използвайте загреващата възглавница сгъната или събрана!

Не забивайте игли в загреващата възглавница!

Уредът не е подходящ за деца под 3 години!

Използвайте загреващата възглавница само в затворени помещения!

40°C нежно пране!

Не избелвайте!

Загреващата възглавница не трябва да се суши в сушилня!

Загреващата възглавница не трябва да се глади!

Не почиствайте химически!

ВАЖНО!

Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тези предупредителни указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ

Тези указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални повреди на уреда.

УКАЗАНИЕ

Тези указания ви дават полезни допълнителни информации за монтажа или за работата.

Клас на защита II

Партиден номер

Производител

Символи за рециклиране / Кодове: Те служат за предоставяне на информация относно материала и правилната му употреба и рециклиране.

BG Указания за безопасност

Прочетете внимателно инструкцията за употреба, и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



- Преди всяка употреба проверявайте загреващата възглавница внимателно за това, дали има признаци за износване или повреди.
- Не я пускайте в експлоатация, ако установите износвания, повреди или признаци на неправилна употреба върху загреващата възглавница, превключвателя или кабела, или ако уредът не работи.
- Преди да свържете уреда към електрическото захранване обърнете внимание на това, дали той е изключен, и дали посоченото върху етикета електрическо напрежение съответства с Вашето мрежово напрежение.
- Загреващата възглавница не трябва да се използва в сгънато или пречупено състояние.
- Върху и във възглавница не трябва да се поставят или забождат безопасни игли или други остри предмети.
- Не използвайте загреващата възглавница при деца, хора с увреждания или спящи лица, както и при нечувствителни към топлина хора, които не могат да реагират на прегряване.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната работа на уреда и възникващите в резултат на това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Деца на възраст под 3 години не трябва да използват уреда, защото те не са способни да реагират на прегряване.
- Загреващата възглавница не трябва да се използва от малки деца на възраст от над 3 години, освен ако превключващият механизъм не е бил предварително настроен от родител или от надзорно лице и детето не е било обучено до достатъчна степен, как да работи сигурно с превключващия механизъм.
- Уредът може да се използва под наблюдение от деца, които са на възраст над 3 години и под 8 години, при което превключващият механизъм винаги трябва да е настроен на най-ниската степен.
- Кабелът и превключващият механизъм на уреда могат при неправилно разположение да предизвикат опасности в резултат на заплитане, удушаване, спъване и др. Потребителят трябва да се погрижи за това, излишните кабелни фиксатори и електрически проводници да се положат безопасно.
- Никога не оставяйте възглавницата без надзор.
- Уредът е предназначен само за частна употреба и не трябва да се използва в болници.
- Не заспивайте, докато възглавницата е включена.
- Преместете превключвателя на позиция 1, когато искате да използвате уреда в непрекъснат режим.
- Прекалено дълга употреба на възглавницата при висока настройка може да доведе до кожни изгаряния.
- Не покривайте загреващата възглавница с друга възглавница.
- Превключвателят не трябва да се поставя върху или под уреда, или да се покрива, по време на работата на уреда.

- Не сядайте върху загреващата възглавница, а поставете възглавницата върху областта на тялото, която трябва да се загрее.
- Не посягайте към възглавница, която е паднала във вода. Веднага изключете захранващия щепсел.
- Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности. Никога не носете, дърпайте или завъртайте възглавницата чрез захранващия кабел и не прещипвайте кабела.
- Не използвайте възглавницата мокра и я използвайте само в суха среда (не в баня и др.).
- Превключвателят и захранващите кабели не трябва да се излагат на влага.
- В случай на повреда не ремонтирайте загреващата възглавница сами. Ремонт трябва да се извършва само от оторизиран специализиран търговец или съответно квалифицирано лице.
- Загреващата възглавница трябва да се използва само със съответния превключващ механизъм (HP630).
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от **medisana**, от оторизиран специализиран търговец или от съответно квалифицирано лице, за да бъдат избегнати опасности.
- Повреден захранващ кабел може да се смени само със захранващ кабел със същата конструкция.
- Когато прибирате загреващата възглавница за съхранение, първо я оставете да се охлади, преди да я приберете.
- По време на съхранение не поставяйте предмети върху загреващата възглавница, за да предотвратите големи гънки.
- Ако имате здравословни проблеми се консултирайте с Вашия лекар преди използването на възглавницата.
- Не поставяйте загреващата възглавница върху части от тялото, които са подути, възпалени или наранени.
- Ако в продължение на по-дълго време изпитвате болки в мускулите или ставите, тогава моля информирайте Вашия лекар за това. По-дълго продължаващи болки могат да са симптоми за сериозно заболяване.
- Произлизащите от този електрически продукт електромагнитни полета при определени обстоятелства могат да смущават функцията на вашия пейсмейкър. Попитайте вашия лекар и производителя на Вашия пейсмейкър преди използването на този продукт.
- Ако чувствате употребата като неприятна или болезнена, незабавно прекратете използването на уреда.

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете, дали уредът е пълен и дали няма никакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия търговец или към Вашия сервис.

Към окомплектовката на доставката спадат:

- 1 възглавница за рамената и гърба **medisana HP 630** със свалящ се превключващ механизъм
- 1 кратка инструкция



Опаковките подлежат на рециклиране или могат да бъдат включени в кръговрата на суровините. Моля, изхвърляйте вече ненужния материал от опаковката по правилен начин. Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля незабавно се свържете с Вашия търговец.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте фолиото от опаковката да не попада в ръцете на деца. Съществува опасност от задушаване!

Употреба

Винаги внимавайте електрическата възглавница да не е прегъната или сгъната по време на употреба.

1. Включете към електричеството. Контролната светлина на индикатора ❸ светва.
2. Натиснете бутона Вкл./Изкл. ❶, за да включите уреда. Контролната светлина изгасва и се появява „1“ (за температурна степен 1) на индикатора ❸.
3. Чрез неколкократно натискане на бутона за степен на температурата ❷ можете да настроите на една от 4 температурни степени, като степен 4 е най-високата степен на нагряване.
4. Чрез неколкократно натискане на бутона за продължителност на работа ❹ можете да изберете продължителност на работа (30 / 60 / 90 минути). Когато натиснете бутона за продължителност на работа ❹, на индикатора ❸ за няколко секунди се появява настроената в момента продължителност заедно със светещата контролна светлина, след което отново се показва температурната степен (без контролна светлина).
5. След изтичане на предварително настроената продължителност на работа уредът се изключва автоматично. Можете обаче и да го изключите ръчно по всяко време, като натиснете бутона Вкл./Изкл. ❶.

Изключете захранващия щепсел от контакта, когато вече не искате да използвате електрическата възглавница.

Специална форма на възглавницата за раменете и гърба позволява да се използва специално в областта на раменете, врата и гърба. Възглавницата е оборудвана с управление на температурата, което регулира настроената температура съгласно избраната степен на превключвателя. Електрическата възглавница за раменете и гърба **HP 630** се придържа в позиция чрез двете затварящи се копчета в предната част и практичния колан.

Почистване и грижа

- Преди да почиствате възглавницата, изключете захранващия щепсел и я оставете да се охлади мин. 10 минути.
- Загреващата възглавница е оборудвана със свалящ се превключващ механизъм (**HP 630**). Изключете превключващия механизъм от загреващата възглавница като издърпате свързващия кабел от щепсела на загреващата възглавница.
- Почиствайте загреващата възглавница сухо (с мека четка) или съгласно напечатаните указания за грижа.
- Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или твърди четки.
- След прането оставете загреващата възглавница разгъната да съхне върху плоска подложка.
- Използвайте загреващата възглавница отново, едва след като тя е изсъхнала напълно.
- Свържете кабела на превключвателния механизъм със загреващата възглавница (маркировките със стрелки сочат една към друга).
- Развийте кабела, ако той е усукан.
- Съхранявайте възглавницата в разгънато състояние без допълнителни подложки на чисто и сухо място.

Технически данни

Име и модел:

Електрозахранване: 230V~, 50 Hz
Нагряваща мощност: 100 вата
Автом. изключване: след ок. 30 / 60 / 90 минут
Размери ок.: 55 x 65 cm
Тегло: ок.: 0,71 kg
Работни условия: Използвайте само в сухи помещения съгласно инструкцията за употреба

Условия на съхранение: Разгъната, чиста и суха
Артикул №: 61158
EAN №: 40 15588 61158 2

Изхвърляне

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с домашната смет. Всеки потребител е задължен да предаде всички електрически или електронни уреди, без значение дали те съдържат вредни материали или не, в пункт за събиране в своя град или в търговската мрежа, за да могат те да бъдат изхвърлени по екологично безвреден начин. Извадете батерията, преди да изхвърлите уреда. Не изхвърляйте употребяваните батерии в домашната смет, а ги изхвърлете в специалната смет или в станция за събиране на батерии в специализираните магазини. Във връзка с изхвърлянето се обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.

Условия за гаранция и ремонт

Вашите законови гаранционни права не се ограничават от нашата гаранция, предоставена по-долу. В случай на повреда, покрита от гаранцията, моля да се обърнете към Вашия специализиран магазин или директно към сервиса. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон. При това важат следните гаранционни условия:

1. За продуктите **medisana** се предоставя гаранция от 3 години от датата на продажбата. При настъпване на гаранционен случай датата на продажбата се доказва с касов бон или фактура.
2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.
3. Предоставянето на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.
4. От гаранцията са изключени:
 - а) всички повреди, които са възникнали вследствие на неправилна експлоатация, напр. на неспазване на инструкцията за употреба.
 - б) повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.
 - в) повреди, които са възникнали при транспортирането от производителя до потребителя или при изпращането до сервиса.
 - г) резервни части, които подлежат на нормално износване.
5. Изключва се поемане на отговорност за причинени от уреда преки или косвени щети, дори и когато настъпват повреди на уреда се покрива от гаранцията.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2,
41460 NEUSS, ГЕРМАНИЯ

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструкционни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес <https://docs.medisana.com/61158>.

Информация за услугите можете да намерите тук: www.medisana.com/servicepartners

