

Уред и контролни елементи



Обяснение на знаците

ВАЖНО

Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ

Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на евентуални повреди по уреда.

УКАЗАНИЕ

Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.

Използвайте уреда за масаж само в затворени помещения!

Не използвайте уреда за масаж във влажни помещения (напр. при къпане или взимане на душ).

Клас на защита II

LOT Партиден номер

Производител

ВГ Указания за безопасност

Прочетете внимателно инструкцията за употреба и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда, и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



- Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Уредът не е предназначен за търговски цели или медицинска употреба.

относно електрическото захранване

- Преди да свържете уреда към електрическото захранване обърнете внимание на това, дали той е изключен, и дали посоченото върху етикета електрическо напрежение съответства с Вашето мрежово напрежение.
- Дръжте адаптера за зареждане, кабела и уреда далеч от горещи повърхности, влага и течности.
- Не докосвайте адаптера за зареждане, когато стоите във вода, или когато ръцете Ви са мокри или влажни.
- Зареждайте батерията на уреда само с включения в окомплектовката на доставката адаптер за зареждане DZ012ELL090100V (9V, 1A).
- Уредът трябва да се свърже така, че захранващият щепсел да е свободно достъпен.

- За да разедините уреда от електрическата мрежа, никога не дърпайте захранващия кабел, а винаги дърпайте захранващия щепсел.
- Не носете, дърпайте или въртете уреда за захранващия кабел.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен само от производителя, оторизиран специализиран търговец или съответно квалифицирано лице.
- Кабелът на уреда може да представлява риск при неправилно полагане (задъшаване, спъване). Потребителят трябва да се увери, че захранващите кабели са положени безопасно.

за лица с особени потребности

- Този уред трябва да се използва само от лица над 18 години.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Не използвайте този уред в допълнение към или вместо медицински средства. Това може да влоши хронични оплаквания или симптоми.
- Не трябва да използвате уреда за масаж, респ. първо трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако:
 - има на лице бременност,
 - имате лейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти.
- страдате от едно или повече от следните заболявания или оплаквания: диабет, проблеми с кръвообращението, разширени вени, открити рани, контузии, кожни пукнатини, възпаления на вените.
- Ако усетите болки или масажът Ви причини дискомфорт, прекъснете приложението и се консултирайте с Вашия лекар.
- При болки с неясен произход, когато Ви се прилага лечение и/или използвате медицински уреди, се консултирайте с Вашия лекар, преди да използвате уреда за масаж.

преди експлоатацията на уреда

- Всеки път преди употреба внимателно проверявайте уреда за масаж за наличие на повреди. Уред с повреда не трябва да се пуска в експлоатация.
- Не използвайте уреда, ако същият има видими повреди, ако не функционира безупречно, ако е паднал или ако е бил намокрен. За да предотвратите опасности, изпратете уреда за ремонт на сервис.

при експлоатацията на уреда

- Не използвайте уреда, когато спите или лежите в леглото.
- Не използвайте уреда преди заспиване. Масажът има стимулиращо действие.
- Никога не използвайте уреда, когато управлявате автомобил или работите с машина.
- Не съхранявайте или прибирайте електрически уред на места, от които може да падне във ваната за къпане или мивката.
- Максималното време на работа за едно прилагане е 10 минути. По-продължителното използване скъсява експлоатационния живот на уреда и може да доведе вместо до отпускане, до схващане на мускулатурата.
- Прекалено дългата употреба може да доведе до прегряване. Винаги първо оставайте уреда да се охлади, преди да го използвате отново.
- Никога не поставяйте и не използвайте уреда в близост до електрическа печка или други източници на топлина.
- Този уред не трябва да масажира директно повърхността на кожата, за да се предотвратят увреждания на кожата. Частта за масаж трябва да бъде покрита с чисто, сухо облекло или чиста, суха кърпа за ръце. Тя трябва да се притиска и движи леко. Времето за масаж на едно и също място не трябва да надвишава 60 секунди.

- Не оставайте уреда без надзор, когато е свързан към електрическата мрежа или е включен.
- Избягвайте контакта на уреда със заострени или режещи предмети.
- Не покривайте уреда, когато е включен. Вентилационните отвори не трябва да се покриват.
- В никакъв случай не използвайте уреда под одеяло или възглавница. Съществува опасност от пожар, токов удар и нараняване.
- Уверете се, че пръстите или други части на тялото не могат да попаднат между държача за масажните глави и масажните глави. Опасност от нараняване!
- Не използвайте уреда в среда с образувана от спрейове мъгла или заедно с прилагане на кислород.

за поддръжката и почистването

- Уредът не се нуждае от поддръжка. Вие можете да извършвате единствено почистващи дейности по уреда. В случай на повреди или неизправности не ремонтирайте уреда сами, защото по този начин отпада правото Ви на каквито и да било претенции по гаранцията. Свържете се с Вашия специализиран търговец и поверявайте ремонтите единствено на оторизирани сервиси, за да избегнете опасности.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако въпреки това в уреда попадне течност, веднага издърпайте захранващия щепсел.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Употреба по предназначение

Уредът служи за самостоятелен масаж на мускулатурата с цел отпускане и регенерация. **Не прилагайте уреда върху главата или други твърди или костеливи места на тялото! Не използвайте уреда върху чувствителни места от тялото!**

Уредът не е предназначен за медицинско-терапевтично приложение. Той не е подходящ за клиники, студия за масаж, уелнес центрове и т.н. Уредът за масаж не е медицински уред и не служи за лечение на болка. В случай на съмнение или несигурност попитайте своя лекар преди употребата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте опаковъчните фолиа да не попаднат в ръцете на деца! Съществува опасност от задъшаване!

Уред и контролни елементи

- 1 Държач за масажни глави (завийте масажните глави по часовниковата стрелка)
- 2 Вентилационни отвори
- 3 Работна контролна светлина
- 4 Букса за зареждане
- 5 Бутон Вкл./Изкл., избор на скорост
- 6 Светодиод за зареждане

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали уредът е окомплектован и дали няма някакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия търговец или към Вашия сервис.

Към окомплектовката на доставката спадат:

- 1 Ръчен уред за масаж **medisana** MG 500
- 4 масажни глави
- 1 адаптер за зареждане
- 1 куфар за съхранение
- 1 инструкция за употреба

Масажни глави

По-долу са посочени примери за приложението на масажните глави. Всеки човек възприема масажа на определени точки и мускули по различен начин. Изпробвайте всички масажни глави и открийте най-подходящата за Вас.

	U-образна глава: подходяща за специфични мускулни групи, като напр. до гръбначния стълб, ахилесовите сухожилия или прасците.
	Конусовидна глава: подходяща за прецизно третиране на единични точки на задействане
	Плоска глава: подходяща за по-малки мускулни групи и части на тялото
	Кръгла глава: подходяща за големи мускулни групи и групи мускулни влакна.

Използване на уреда

Зареждане на батерията

1. Свържете включения в окомплектовката на доставката адаптер за зареждане 9V/1A в буксата за зареждане 1 на уреда и контакт. Светодиодът за зареждане 6 мига червено. Ако батерията е напълно заредена (след 2 до 3 часа), светодиодът за зареждане 6 свети непрекъснато синьо. *По време на процеса на зареждане уредът не може да се използва.*

Обслужване

1. Завийте една от масажните глави по часовниковата стрелка в държача 1 на уреда.
2. Натиснете бутона Вкл./Изкл. 5 за включване или изключване на уреда. Работната контролна светлина 3 свети синьо. Уредът стартира с най-ниския интензитет (степен 1). Сега натиснете за кратко бутона 5, за да изберете интензитета (степен 1-3; 2000 RPM/2500 RPM/3000 RPM).

Изключване на уреда

Натиснете и задържете бутона Вкл./Изкл. 5. Работната контролна светлина 3 изгасва. *Уредът се изключва автоматично след 10 минути.*

Почистване и грижа

- Преди почистване на уреда се уверете, че той е изключен. Оставете уреда да се охлади.
- Почиствайте уреда за масаж само с леко навлажнена гъба. В никакъв случай не използвайте четки, агресивни почистващи препарати, бензин, разредители или алкохол. Подсушавайте уреда за масаж само с помощта на чиста, мека кърпа. Не сушете върху отоплението или с помощта на сешоар за коса.
- За почистване никога не потапяйте уреда във вода и внимавайте в уреда да не навлиза вода или друга течност.
- Използвайте уреда отново едва когато е напълно изсъхнал.
- Най-добре приберете уреда в куфара за съхранение и го съхранявайте на сигурно, чисто, хладно и сухо място.

Изхвърляне

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всеки потребител е длъжен да предава всички електрически или електронни уреди, независимо от това дали съдържат или не опасни вещества, в пункт за събиране или в своя град или в търговската мрежа, за да бъдат извозени с цел екологосъобразното им изхвърляне. Във връзка с изхвърлянето потърсете информация от местната администрация или при Вашия търговец.

Технически данни

Наименование и модел:	Ръчен уред за масаж medisana MG 500
Електрозахранване:	Литиево-йонна батерия 7,4V, 2600 mAh Вход: 100-240V, 50-60Hz Изход: 9V, 1A ок. 23,5 x 6 x 19 cm (вкл. масажна глава) ок. 682 g (без масажна глава)
Размери:	ок. 23,5 x 6 x 19 cm (вкл. масажна глава)
Тегло:	ок. 682 g (без масажна глава)
Условия на съхранение:	чисто и сухо
Артикулен номер:	88985
EAN номер:	40 15588 88985 1

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструктивни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес www.medisana.com

Условия за гаранция и ремонт

- В случай на повреда, покрита от гаранцията, моля да се обърнете към Вашия специализиран магазин или директно към сервиса. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон.
- При това важат следните гаранционни условия:
1. За продуктите **medisana** се предоставя гаранция от 3 години от датата на продажбата. При настъпване на гаранционен случай датата на продажбата се доказва с касов бон или фактура.
 2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.
 3. Предоставянето на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.
 4. От гаранцията са изключени:
 - a. всички повреди, които са възникнали вследствие на неправилна експлоатация, напр. напасване на инструкция за употреба.
 - b. повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на кулувача или неотозирани трети лица.
 - c. повреди, които са възникнали при транспортирането от производителя до потребителя или при изпращането до сервиса.
 - d. резервни части, които подлежат на нормално износване.
 5. Изключва се поемане на отговорност за причинени от уреда преки или косвени щети, дори и когато настъпилата повреда на уреда се покрива от гаранцията.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DEUTSCHLAND/ГЕРМАНИЯ
Сервизният адрес може да намерите върху отделния приложен лист.