

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ЗА ВИБРИРАЩ РЪЧЕН МАСАЖОР TECHNIKER MS02

Масажорът е подходящ за масаж на врат, ръце, гръб, талия, бедра, крака.

### БУТОНИ, LCD ДИСПЛЕЙ:

Превключване на режим за масажи  
Увеличаване на скоростта  
Намаляване на скоростта  
Включване

### МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Не използвайте в баня или други места с висока влажност
2. Изключете щепсела от контакта при почистване
3. Не дърпайте кабела при изключване от захранването
4. Ако кабела е увреден да бъде подменен от оторизирано лице
5. Хора с психически заболявания да не използват изделието
6. В случай на странен звук или миризма по време на работа - Изключете незабавно!
7. Дръжте далеч от деца
8. Дръжте на подходяща дистанция от телевизора!

### ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Преди почистване изключете захранващия ключ и извадете щепсела от контакта.
2. За ежедневна поддръжка и почистване, моля, избършете с неутрален препарат и парцал и не използвайте корозивен препарат.
3. Въпреки, че машината е направена здраво, моля, избягвайте надраскване на повърхността на изделието с твърди предмети, за да избегнете ненужни повреди.
4. Моля, използвайте неутрален препарат за измиване на масажора. Не използвайте бензин, рафинирано масло и силна киселина или силно алкален препарат за почистване.

**Внимание: Ако възникнат следните състояния, моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате този продукт:**

- Имплантиране на сърдечни пейсмейкъри или подобни имплантируеми медицински устройства
- Хора, страдащи от сърдечни заболявания
- Крехък или увреден костен мозък, особено в гърба
- След операция, по време на бременност или малко след раждане

Начин за смяна на масажна глава

Завъртете масажната глава обратно на часовниковата стрелка, за да свалите масажната глава и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да поставите друга масажна глава.

## МАСАЖНИ ГЛАВИ:

Масажна глава наподобяваща акупресурен масаж

Ударна массажна глава, подходяща за масажирание на всички части на тялото

U- образна массажна глава, подходяща за рамена, стъпала и крака

Масажна глава с по-силен натиск - подходяща е за масажирание на специфични части, за да създаде усещането за натиск.

5.Масажна глава симулираща масаж с пръсти-ЗА всички части на тялото

Мултифункционална массажна глава- прецизен масажен ефект, многоточково позициониране на акупунктурите на цялото тяло.

## ИНТЕНЗИТЕТ НА МАСАЖА, 10 СТЕПЕНИ:

Лек, умерен, леко силен, силен, силен с интервал, силен с кратък интервал, силен бавно, силно средна скорост, силно бързо, супер силно и бързо.

## РЕЖИМИ НА МАСАЖ, 12 ВИДА:

A1 ПОДХОДЯЩ ЗА ОФИС СЛУЖИТЕЛ

A2 ЗА ДОМАКИНИ

A3 ЗА СЛУЖИТЕЛИ БЕЗ ТЕЖЪК ФИЗИЧЕСКИ ТРУД

A4 ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПОЛАГАЩИ ТЕЖЪК ФИЗИЧЕСКИ ТРУД

A5 ЗА ИТ СПЕЦИАЛИСТ

A6 ЗА УЧЕНИЦИ

A7 ЗА УЧИТЕЛ

A8 ЗА ШОФЬОР

A9 ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА НА СРЕДНА ВЪЗРАСТ

A10 УНИВЕРСАЛЕН

A11 ЗА СПОРТИСТИ

A12 ЗА ХОРА С ЛОШ И НЕПЪЛНОЦЕНЕН СЪН