

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕНДУЗА 3 В 1 С ИНТЕЛЕГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ TECHNIKER

## ПРИНЦИП НА "SCRAPING"

"Scraping" се ръководи от теорията за меридианите и точките Шу в традиционната китайска медицина. „Остъртва“ и втрива многократно по повърхността на тялото, за да направи кожата гладка.

Уредът може да "изсмуче" мастния слой от някои части на тялото и да стимулира меридианите и акупунктурните точки на човешкото тяло. В същото време активира жизнеността на клетките в конкретната зона, подобрява метаболитния капацитет на цялото тяло и подобрява в дълбочина мазнините чрез топлинна енергия. Температурата кара мазнините да се разтварят и метаболизират. Също така елиминира излишните токсини и влага, както и стяга колагеновите влакна в дермата на кожата, намаляват мазнините и влагата, но също и стяга кожата и оформя извивката на тялото.

Уредът може да работи без кабел, след като е напълно заредена батерията му. Не може да се стартира по време на зареждане. Бялата светлина мига, когато се зарежда и светва постоянно, когато е зареден напълно.

Уредът има функция за автоматично изключване - 20 минути. Екранът на цифровия дисплей показва 20 минути обратно броене и автоматично изключва захранването след 20 минути.

## РАБОТА НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

### БУТОН [СТАРТИРАНЕ]:

Натиснете червения бутон, за да стартирате уреда. На екрана на цифровия дисплей ще светне „00“ и 5-минутното обратно броене ще се покаже след 5 секунди. Ако няма операция, уреда ще се изключи автоматично. Натиснете кратко, за да изключите, след което бялата светлина на екрана на цифровия дисплей ще изгасне.

### БУТОН [ВЕНДУЗА/ЗАСМУКВАНЕ]:

Кратко натиснете за регулиране на степента за отрицателно налягане, има степени от 0 до 12 (степен 0 е най-ниска). При включване на функцията, по подразбиране е 3-та степен. Всеки път, когато се регулира, екранът на цифровия дисплей показва съответните степени и обратното броене от 20 минути ще се покаже отново след 2 секунди.

### БУТОН [ОТОПЛЕНИЕ]:

Кратко натиснете за регулиране на температурата. Функцията за отопление (т.е. степен 0) не е включена по подразбиране при стартиране. Има степени 0-12. При добавяне на всяка степен, температурата се повишава с един градус. Когато функцията за отопление е включена, червената светлина на корпуса свети и температурата е около 45 градуса.

Отдолу на уреда има 8 триещи стоманени топчета, които ще се затоплят. Полезни са за компресиран масаж със затопляне, по-добро кръвообращение, защита на стомаха.

### **БУТОН [МИКРО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО]**

Кратко натиснете за регулиране на интензитета на микротока. Функцията за микроелектричество не е включена по подразбиране при стартиране. Има 12 степени, които Вие може да регулирате. По подразбиране, при включване е „0“. Когато се използва, през металните топчета в долната част на уреда ще се генерира микро ток за стимулиране кожни клетки и тъкани. **Не изтича електричество, но ако усещате някакъв дискомфорт, спрете употребата.**

**БУТОН [ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО]** е ефективно, когато налягане е включено. Натиснете го за кратко и за да се освободи налягането веднага, за 1 секунда.

### **ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ**

Моля, поставете продукта на безопасно място, за да избегнете падане. Не поставяйте тежки предмети върху продукта, за да предотвратите повреда. Моля, съхранявайте на сухо и добре проветриво място. Избягвайте силна слънчева светлина. 3. Моля, дръжте този продукт на недостъпно за деца място.

Когато не се използва дълго време, изключете.

В случай на техническа повреда, моля, свържете се с Вашият търговец. Не разглобявайте продукта. Преди почистване, захранването трябва да бъде прекъснато и почистването може да започне само след като машината е охладена. Почистете с мека и леко навлажнена гъба или мека кърпа. Не почиствайте уреда с корозивен химически почистващ препарат.

Уредът не е водоустойчив. Строго е забранено да се използва във влажна среда и да се мие с вода (възможно е късо съединение или електрически шок по време на употреба).

#### **Предпазни мерки преди употреба**

Не се препоръчва за хора с кървене или склонност към кървене (като тромбоцитопения, левкемия, хемофилия, пурпура на Henoch- Schoenlein и други заболявания) и разширени вени, бременност, менструация, увредена кожа, кожна чувствителност, следоперативен период пациенти, пациенти с висока температура или критични заболявания.

Препоръчва се уреда да не се използва 2 часа преди и след хранене.

Продуктът има нагревателна повърхност и не е чувствителен към топлина.

Продуктът не трябва да се използва от бебета или хора, които не могат да се грижат за себе си.

Продуктът да се използва главно за нежен масаж. Не е необходимо да се натиска. Времето за използване не трябва да бъде твърде дълго и не се допуска продължителен масаж на голяма площ. Когато е необходимо, може да се ползва с етерични масла..

След употреба кръвоносните съдове на повърхността на кожата ще се разширят. Трябва да почивате поне 45 минути преди къпане.

#### **Забележка:**

**Този продукт не е медицинско изделие и не може да гарантира, че може да постигне терапевтичната функция.**